



## ..... Comparaison des 3 ordinateurs de fertilité: Baby-Comp, Lady-Comp et pearly ....

Fiabilité	Baby-Comp	Lady-Comp	pearly
Fiabilité	Indice Pearl 0,7 Tests cliniques	Indice Pearl 0,7 Tests cliniques	Indice Pearl 0,7
Protection contre perte de données	✓	✓	✓
Protection des données sans alimentation électrique	10 ans	10 ans	3 ans
Méthode mesure de la température	✓	✓	✓
Exactitude de la sonde thermique	0,01° C	0,01° C	0,01° C
Coûts et Service Clientèle	Baby-Comp	Lady-Comp	pearly
Prix recommandé	695 €	495 €	345 €
Longévité	+10 ans	+10 ans	+10 ans
Service	rarement	rarement	tous les 3 ans
Coûts mensuels sur 4 ans d'utilisation	15,78 €	10,31 €	8,63 € 1x service incl.
Garantie	3 ans	2 ans	2 ans
Alimentation électrique 110V - 240V + accu	✓	✓	batterie
Coûts supplémentaires	aucun	aucun	54 € / 3 ans
Sonde thermique échangeable sans envoyer l'appareil	✓	✓	Oui, envoi de l'appareil gratuit
Analyse du cycle par nos experts	gratuit	gratuit	
Transformation en Baby-Comp	complet	possible	
Certificats et Contrôles	Baby-Comp	Lady-Comp	pearly
certification ISO 13485 :2009 + AC :2007 (appareillage médical II b)	✓	✓	✓
Certificat TÜV selon ISO 9001: 2000	✓	✓	✓
CE selon DIN 0870	✓	✓	✓
Approbation produits alimentaires pour le plastic utilisé dans la sonde thermique	✓	✓	✓
Reconnu par Pro Familia en tant qu'ordinateur de cycle	✓	✓	
Approbation FDA pour la vente officielle aux USA, Canada et Sud- Est de l'Asie	non à cause du niveau planification	✓	
Dimensions	Baby-Comp	Lady-Comp	pearly
Diamètre/ Hauteur	14x4cm	14x4cm	10x6x2,5cm
Poids	200g	200g	50g

### Vos avantages:

- très haute fiabilité de 99,3%
- appareillage médical
- naturel et sans effets secondaires
- manipulation simple, 1min. par jour
- indication de fertilité 6 jours à l'avance
- longévité de + de 10 ans

**Le Baby-Comp** contient le plus d'informations statistiques. Il est sur le marché depuis 1986 et convient en particulier aux couples qui aimeraient planifier la venue d'un bébé ou ceux qui ont éventuellement des problèmes de fertilité. Grâce une saisie objective des données et une analyse de cycle menstruel, le Baby-Comp offre une base idéale d'informations importantes pour une analyse de fertilité si nécessaire.

**Le Lady-Comp** lui, vous assiste en ce qui concerne votre contraception, il est disponible depuis 1997. Le programme informatique du Lady-Comp est basé sur le même système que celui du Baby-Comp. Il est aussi fiable que la pilule (si on se tient, bien entendu, aux signaux donnés). Des irrégularités de cycles peuvent être également aussitôt constatées.

**Le pearly** est petit et très maniable. Il est génial pour tout ceux qui voyagent beaucoup. Depuis 2004, il prouve sa fiabilité. Son système a été également élaboré à partir de celui-ci du Baby-Comp. Par contre, il indique seulement les informations nécessaires à une contraception fiable et il doit être envoyé à nos services tous les 3 ans pour changement de batteries.

Manipulation	Baby-Comp	Lady-Comp	pearly
Réveil intégré	✓	✓	✓
Plage horaire de mesure	6 heures	6 heures	6 heures
Durée de mesure par jour	env. 1 min.	env. 1 min.	env. 1 min.
Contrôle de prise de température	✓	✓	
Interpolation des mesures manquantes	✓	✓	✓
Adaptation du temps de mesure aux changements d'heure de réveil	✓	✓	✓
Effacement des données en cas de revente	✓	✓	✓
Données	Baby-Comp	Lady-Comp	pearly
Saisie des cycles antérieurs	✓ 9 mois	✓ 6 mois	✓ 3 mois
Saisie & analyse du Body Mass Index (BMI)	✓	✓	
Saisie du jour des rapports sexuels pour planification de grossesse	✓		
Signaux	Baby-Comp	Lady-Comp	pearly
Ecran	lumineux éteignable	lumineux éteignable	non lumineux
Indication de fertilité	Signal lumineux	Signal lumineux	Avec curseur
Validité de l'indication de fertilité	24 heures	24 heures	24 heures
Prognostic de fertilité à l'avance	6 jours	6 jours	6 jours
Annonce des menstruations	✓	✓	✓
Annonce de l'ovulation	✓	✓	✓
Rétrospective du cycle	250 jours	180 jours	30 jours
Indication de la longueur du cycle en moyenne	✓	✓	
Indication des cycles mesurés	✓	✓	
Indication de la montée de température lors de l'ovulation	✓	✓	
Indication des cycles irréguliers	✓	✓	
Indication des cycles anovulatoires (sans ovulation)	✓		
Indication taux de progestérone en %	✓		
Planification de grossesse grâce à la retrospective	✓	sous réserve	sous réserve
Indication d'une grossesse possible après l'ovulation	4-5 jours		
confirmation de la grossesse après l'ovulation	15 jours	18 jours	
Indication des réussites de planification	✓		
Indication de la date de conception	✓		
Indication du sexe possible du bébé	✓		
Indication du jour de naissance possible	✓		

Le système de ces 3 ordinateurs de fertilité est basé à partir de la même software; celle-ci fût durant ces dernières années, continuellement perfectionnée.

L'indice de Pearl de 0,7 signifie une fiabilité de 99,3% pendant les jours verts. Notre but est votre entière satisfaction, c'est pourquoi nous attachons beaucoup d'importance à être à l'écoute de nos clientes.

N'hésitez pas à nous contacter!



Distribution en France:

**DITA e.K.**  
Lady-Comp France  
Hubertusweg 38  
DE-41466 Neuss  
www.ladycomp.fr

**Conseillère Lady-Comp:**  
Corinne Schade  
+33 (0)1 70 61 41 26  
00800 400 200 88  
corinne@dita.de